



MULTI-TECHNOLOGIE-
WELLNESS-PLATTFORM

RedLight Couch PEMF HaloX

/ Fitness / Wellness / Rehabilitation / Langlebigkeit




cryonick.de

Einführung

PRODUKTÜBERSICHT

RedLight Couch PEMF HaloX ist eine Multi-Technologie-Wellness-Plattform, die die folgenden integrierten Technologien in einem einzigen System vereint:



Infrarot
Therapie



Rotlicht
Therapie



PEMF
Therapie



KI-Gehirn
Therapie



Halo
Therapie



Smart
Steuerung





Ganzkörper- Rotlichttherapie

Die Ganzkörper-Rotlichttherapie nutzt therapeutisches rotes und nahinfrarotes Licht für den gesamten Körper, um Regeneration, Entspannung, Zellfunktionen und das allgemeine Wohlbefinden zu unterstützen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

LED-Technologie:	3-Chip-LEDs
Anzahl der LEDs:	64
Gesamtleistung der LEDs:	200 W
Bestrahlungsstärke (Irradiance):	160 mW/cm ²
Abstrahlwinkel:	30°
Ganzkörperabdeckung	

Wellenlängen

TYPISCHE BIOLOGISCHE EFFEKTE



■ 630–660 NM

- Hautverjüngung
- Kollagenproduktion
- Wundheilung
- Unterstützung der Geweberegeneration



■ 810–850 NM

- Muskelregeneration
- Verringerung von Entzündungen
- Unterstützung der Gelenke
- Tiefenwirksame Gewebepenetration



■ ROTLICHT + NIR

- Allgemeines Wohlbefinden
- Unterstützung der Regeneration
- Förderung der Durchblutung
- Leistungssteigerung

Pulsierende Elektromagnetfeld-Therapie (PEMF)

Die Pulsierende Elektromagnetfeld-Therapie (PEMF) ist eine nicht-invasive Wellness-Technologie, die niederfrequente elektromagnetische Impulse nutzt, um die natürlichen biologischen Prozesse des Körpers zu stimulieren.

Diese gepulsten Magnetfelder interagieren mit Zellen und Gewebe und unterstützen die Zellaktivität, die Energieproduktion sowie das allgemeine physiologische Gleichgewicht. Die PEMF-Therapie wird häufig in den Bereichen Wellness, Regeneration und Rehabilitation eingesetzt, um Entspannung zu fördern und einen aktiven Lebensstil zu unterstützen.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Frequenzbereich:	1–30 Hz
Bei einigen Modellen:	bis zu 250 Hz
Magnetfeldstärke:	20–220 μ T (0.2–2.2 Gauss)
Signaltyp:	Gepulstes niederfrequentes elektromagnetisches Feld
Steuereinheit:	Digitale Steuerung
Spulensystem:	Mehrere integrierte elektromagnetische Spulen
Programmierbare Sitzungen	
Mehrere Wellness-Programme	

Verfügbare Programme



ENTSPANNUNG

Ein sanftes Wellness-Programm zur Förderung tiefer Entspannung und zur Unterstützung beim Abbau von Alltagsstress.



REGENERATION

Unterstützt die Erholung nach körperlicher Aktivität durch die Schaffung einer angenehmen Umgebung für Ruhe und Wiederherstellung.



SCHLAF

Ein beruhigendes Programm, das Körper und Geist auf einen erholsamen Schlaf vorbereitet.



DURCHBLUTUNG

Entwickelt zur Unterstützung einer gesunden Durchblutung und zur Förderung von Vitalität und Wohlbefinden.



WELLNESS

Ein ausgewogenes Ganzkörperprogramm zur Unterstützung von Entspannung, Regeneration und allgemeinem Wohlbefinden in einer einzigen Sitzung.

Sitzungsdauer

15 Minuten bis mehrere Stunden, abhängig vom Programm.

Caracalla Wet Halo Therapy

Die Caracalla Wet Halo Therapy nutzt Ultraschalltechnologie, um eine Salzlösung in ultrafeine Mikropartikel umzuwandeln. Dadurch entsteht eine angenehme Halotherapie-Umgebung, die das Atemwohlbefinden, die Entspannung und das allgemeine Wohlbefinden unterstützt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aerosolgenerator:	Ultraschall- oder Druckluftvernebler
Partikelgröße:	1–10 Mikrometer
Salztyp:	Medizinische Kochsalzlösung (0,9 % NaCl) oder konzentrierte Salzlösung
Salzreinheit:	99,5–99,9 % Natriumchlorid
Salzkonzentration:	0,9–3%
Ausstoßleistung:	5–20 ml/Stunde
Wassertank:	bis zu 5 Liter
Behandlungsbereich:	20–90 ft ²
Sitzungsdauer:	20 Minuten



Vorteile der Caracalla Wet Halo Therapy



Unterstützung des
Atemwegs-Wohlbefindens



Befeuchtung von Nasen-
und Nebenhöhlenbereichen



Unterstützung der
Entspannung



Stressreduktion



Unterstützung der
Hautfeuchtigkeit



Anwendungen für Wellness
und Regeneration



Unterstützung in
trockenen Umgebungen



Verbesserung des
Atemkomforts

Soft Relaxation Massage-Matratze

Die Soft Relaxation Massage-Matratze bietet eine sanfte Ganzkörper-Massagestimulation, die entwickelt wurde, um tiefe Entspannung zu fördern, alltägliche Verspannungen zu lindern und den allgemeinen Komfort während Wellness-Sitzungen zu steigern.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Massagetechnologie:	Mehrzonen-Vibrationsmassage
Anzahl der Motoren:	8–20 Vibrationsmotoren
Intensitätsstufen:	3 einstellbare Intensitätsstufen
Vibrationsfrequenz:	20–60 Hz
Sitzungsdauer:	5–60 Minuten
Infrarot-Wärmefunktion:	35–55°C



KI-Gehirntherapie

Die KI-Gehirntherapie überträgt kontrollierte harmonische Frequenzen zwischen 777 Hz und 999 Hz über Lautsprecher oder Kopfhörer mithilfe von KI-generierter Klangmodulation und digitaler Signalverarbeitung.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Frequenzbereich:	777–999 Hz
Audiotechnologie:	KI-generierte harmonische Frequenzmodulation
Ausgabe:	Lautsprecher oder Kopfhörer
Audioauflösung:	24-bit / 48 kHz
Sitzungsdauer:	5–20 Minuten
Konnektivität:	• Wi-Fi • Bluetooth
Betriebsgeräuschpegel:	< 35 dB



Abmessungen (cm)

METRISCHES SYSTEM


RED LIGHT
COUCH





MULTI-TECHNOLOGIE-
WELLNESS-PLATTFORM

RedLight Couch PEMF HaloX

RedLight Couch PEMF HaloX schafft eine ruhige und regenerierende Umgebung, in der Licht zu einem Werkzeug für Regeneration, Entspannung und Balance wird. Eine nahtlose Verbindung aus Technologie, Komfort und Fürsorge für das tägliche Wohlbefinden.

www.cryonick.de
info@cryonick.de

+49 15563912052
Kölner Str. 5,
57635 Weyerbusch, Deutschland